


ペットボトル吸引法

穴を大きく
開けすぎた時：
ボンドなどで充填
するとよい


*** 注意**
口腔内のサラサラの唾
液はスムーズに吸引で
きるが、気管カニューレ
で粘ちよう性のある
痰吸引は困難である

このボトルを3~4個
用意しておくとい

ペットボトル吸引器



① ふたに穴をあける
φ7mm位
金釘・ドライバーなどで
(ラバーパッキンにあけると
やすい)



② 吸引チューブを
さしこむ
※すきまかなげ



③ ボトルを
へ寄せ2段階に
してから吸引する
ボトルの向きは
この位がよい
(100cc位連続して
吸引可)